

» Silla de Ruedas Estándar Rin de Rayos OA74611



DESCRIPCIÓN

La silla de ruedas Estándar Rin de Rayos ha sido diseñada para proporcionar una experiencia de movilidad óptima, combinando comodidad, funcionalidad y estilo. Su estructura robusta y materiales de alta calidad la convierten en una opción ideal para usuarios que buscan una silla versátil y duradera.




DATOS TÉCNICOS



LONGITUD TOTAL
106 cm



ANCHO TOTAL
62 cm



ALTURA TOTAL
87 cm



PESO MÁXIMO DEL USUARIO
100 kg



PROFUNDIDAD ASIENTO
45 cm




ÁNGULO DEL ASIENTO
0°



ALTURA DEL ASIENTO
50 cm



ÁNGULO DEL RESPALDO
100°



ALTURA DEL RESPALDO
37 cm



ANCHO PLEGADA
22 cm



PESO TOTAL
15 kg



PENDIENTE MÁXIMA
10°



COLOR CHASIS
Negro



COLOR (OTRO)
Tapizado: Lona



CARACTERÍSTICAS

Diseño ergonómico para mayor comodidad.
Respaldo ajustable para diferentes posiciones.
Estructura resistente y duradera.
Fácil de maniobrar en espacios reducidos.



MATERIALES

Estructura: Chasis y tubos del respaldo de acero de alta resistencia esmaltado.
 Asiento y respaldo: Lona
 Empuñaduras: PVC
 Ruedas traseras rines de aluminio 22" (57 cm).
 Ruedas delanteras PVC de 8" (20 cm).
 Mecanismo de plegado.



FUNCIONALIDAD

	SI	NO
PLEGABLE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
TIPO DE PLEGADO	Cruceta	
REPOSAPIÉS ABATIBLES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPOSABRAZOS ABATIBLES	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
FRENOS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



ACCESORIOS

	SI	NO
CINTURÓN DE SEGURIDAD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BOLSA DE ALMACENAMIENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
PORTAVASOS	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



MANTENIMIENTO

1. Se recomienda limpiar con regularidad las ruedas y mecanismos.
2. Verificar y ajustar frenos según sea necesario.
3. Revisar y apretar tornillos y conexiones periódicamente.



GARANTÍA


Magnimed no se hace responsable de los daños sugeridos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros.
- Modificaciones técnicas.
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados.
- Por defecto de fábrica aplica sólo dentro de los 7 días después de haber recibido su compra.



EMPAQUE

UNIDAD	Caja
CANTIDAD	1 pieza
DIMENSIONES DE LA CAJA	22 x 77.5 x 78.5 cm (largo x ancho x alto).
PESO DE LA CAJA	17 kg



Visita nuestra página web

¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número **(81) 8340 4668**.

Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.